ПАТОЛОГИЯ КАНДИЛАРОВ

София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51
Тел.: 0885 088 766
pathology@kandilarov.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Настоящите инструкции се отнасят за първични, необработени материали за рутинно хистологично изследване с фиксиране в 10% неутрален буфериран формалин.

Необходими материали

1. 10% неутрален буфериран формалин;
2. Подходящ контейнер с плътно затваряща се капачка. Не е необходимо да бъде стерилен;
3. Бланка „Искане за патологично изследване“;
4. За малки контейнери – плик за биологични материали с отделен джоб за документацията;
5. За големи контейнери – джоб за документи;
6. Устойчив, добре залепващ етикет;
7. Химикалка или тънък перманентен маркер.

Материалите по т. 1–4 могат да бъдат предоставени безплатно от лабораторията при предварителна заявка.

1. Подготовка на контейнера

Изберете контейнер с достатъчен обем, така че материалът да се побира свободно, без притискане или деформиране, и да може да бъде изцяло потопен във формалин. За малки проби (биопсии) подгответе предварително контейнер с формалин.

При големи оперативни материали (резектати), за които не разполагате с подходящ контейнер или достатъчно формалин, свържете се предварително с лабораторията.

2. Вземане и фиксиране на материала

Непосредствено след вземането поставете материала в съответния контейнер, без да допускате изсъхване. Малките проби се поставят директно в предварително подготвения формалин. Резектатите се поставят в подходящ контейнер и веднага се заливат с формалин.

Обемът на формалина трябва да бъде оптимално 10 пъти обема на тъканния материал (за биопсии и малки резектати), а за големи резектати – максимално голям. Целият материал трябва да бъде напълно потопен.

Не разрязвайте и не разделяйте материала.

Материали от различни анатомични локализации се поставят в отделни контейнери.

3. Надписване и идентификация

Надпишете контейнера при вземането на пробата след проверка на самоличността на пациента. Не надписвайте предварително контейнери за бъдещо вземане на материал.

Върху етикета посочете пълните имена на пациента; втори идентификатор — ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане; вида на материала и точната анатомична локализация; пореден номер, когато се изпраща повече от един контейнер.

Залепете етикета върху тялото на контейнера, а не върху капачката. При повече от един контейнер всеки се обозначава с пълните данни на пациента и отделен пореден номер. Номерът и съдържанието на всеки контейнер се описват и в бланката в секция „Описание на изпратените материали“.

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51
Тел.: 0885 088 766
pathology@kandilarov.com

4. Попълване на бланката

Попълнете бланката „Искане за патологично изследване“.

Преди изпращане проверете дали данните върху всички контейнери съвпадат напълно с данните в бланката.

5. Затваряне и опаковане

Проверете дали целият материал е потопен във формалин и дали по вътрешната страна на капачката няма полепнали тъканни фрагменти. Затворете плътно контейнера и проверете за теч.

Малките контейнери поставете в затварящото се отделение на плика за биологични материали, а бланката — в отделния външен джоб, защитена от контакт с течността. За големи контейнери поставете бланката в джоб за документи.

6. Условия за съхранение и транспорт

Материалите в 10% неутрален буфериран формалин се съхраняват и транспортират при стайна температура, защитени от пряка слънчева светлина, прегряване и замръзване. Не е нужно да се поставят в хладилник или фризер.

Контейнерите се държат плътно затворени, в изправено положение и обезопасени срещу преобръщане, удар, счупване и разливане.

По време на транспорта тъканният материал трябва да остава изцяло потопен във формалин. Документацията се държи отделно от контейнерите, защитена от намокряне и замърсяване.

7. Изпращане до лабораторията

Изпратете материала до лабораторията в срок до 24 часа от вземането му.

Ако изпращането в този срок е невъзможно, включително през почивни и празнични дни, свържете се предварително с лабораторията за указания.